

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

ОМ-ДЕЛЬТА-ПЛЮС-02



ОМ-ДЕЛЬТА-ПЛЮС-02 стол общехирургический

ОМ-Дельта-Плюс-02 – уникальный представитель линейки операционных столов МЕДИН. Общехирургический стол ОМ-Дельта-Плюс-02 оснащен электрогидравлическим приводом и дополнительным механогидравлическим приводом. Это многофункциональный операционный стол, который отвечает всем строгим требованиям современной хирургии.

Стол ОМ-Дельта-Плюс-02 надежный и удобный для медицинского персонала и пациентов. Сконструирован с учетом потребностей и рекомендаций практикующих хирургов. Имеет расширенный диапазон регулировки высоты панели. Низкое опускание панели оптимально при проведении длительных операций, требующих низкого позиционирования.

Продольный сдвиг до 320 мм обеспечивает отсутствие «мертвых зон» при проведении рентгенографии. Перестановка местами головной и ножной секций в сочетании с продольным сдвигом обеспечивают рентгенопрозрачную консоль 1525 мм.

Управление всеми функциями стола производится с помощью ручного пульта или дублирующего пульта на колонне. Возможно управление с помощью ножного pedalного блока управления (опция).

Специально увеличенная ширина панели, повышенная грузоподъемность стола, антипролежневый матрас - все это обеспечивает безопасность и комфорт пациентов. В сочетании с дополнительными комплектами приспособлений позволяет проводить весь спектр хирургических операций (в ортопедии, травматологии, нейрохирургии, урологии, гинекологии, отоларингологии, офтальмологии).

Конструктивные особенности

- В столе предусмотрена функция "нулевого" положения панели с возможностью экстренной остановки
- Все открытые металлические поверхности стола, а также дополнительные приспособления изготовлены из нержавеющей стали
- Основание стола и колонна защищены кожухами из нержавеющей стали
- Стол работает от встроенных аккумуляторов
- Раздельные, съемные ножные секции с поворотом и наклоном
- Головная секция с двумя наклонами
- Панель стола рентгенопрозрачная
- Возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом
- Возможность ввода кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной секции
- Для перекачивания стола установлены поворотные колеса
- Электрические выдвижные опоры для фиксации стола
- Электрический почечный валик

Регулировки

- Привод подъема панели стола - электрогидравлический
- Привод продольных наклонов панели - электрогидравлический
- Привод боковых наклонов панели - электрогидравлический
- Привод наклона спинной секцией - электрогидравлический
- Продольное перемещение панели стола - электрогидравлический

- Привод подъема встроенного почечного валика - электрогидравлический
- Привод излома спинной секции - механический
- Установка стола на опоры в рабочее положение - электрогидравлическая
- Регулировка FLEX/REFLEX - электрогидравлическая
- Установка панели в нулевое положение - электрогидравлическая
- Регулировка наклона ножных и головной секций- при помощи газовых пружин
- Дублирующий механогидравлический привод - на основные движения (высота панели, продольные и боковые наклоны, наклоны спинной секции).

Применяется совместно с комплектами КПП:

01	02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13		15	16
17	18						
	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43					

Операционный стол поставляется с комплектом приспособлений для общей хирургии (КПП-01)

Дополнительные принадлежности:

- Беспроводной пульт управления
- Пульт управления педальный

Гарантия 24 месяца.

Максимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек)	1140 мм
---	----------------

Минимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек)	670 мм
--	---------------

Длина панели стола по подушкам, не менее	2150 мм
--	----------------

Длина стола без головной и ножной секций, не менее	1150 мм
Ширина панели стола (по подушкам), не менее	540 мм
Ширина стола по рейкам, не менее	590 мм
Длина основания стола, не более	1135 мм
Ширина основания стола, не более	530 мм
Высота основания стола, не более	225 мм
Глубина ниши основания стола со стороны ножной секции, не менее	115 мм
Продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург), не менее	-30°/+30°
Положение FLEX/REFLEX	225° / 105°
Боковой наклон панели стола	+20°/-20°
Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее	+75°/-45°
Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее	+30°/-45°
Наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее	+30°/-90°
Высота подъема почечного валика (без учета толщины подушки), не менее	120 мм
Продольное перемещение панели, не менее	320 мм
Безопасная рабочая нагрузка стола, не менее	260 кг
Безопасная рабочая нагрузка с ограниченными функциями стола	400 кг
Масса стола (без комплекта съемных приспособлений), не более	300 кг
Диаметр сдвоенных поворотных колес, не менее	125 мм
Параметры сети электропитания	230 В, 50 Гц
Время зарядки аккумуляторных батарей	5...6 ч

ОМ-ДЕЛЬТА



ОМ-ДЕЛЬТА стол общехирургический

ОМ-ДЕЛЬТА – универсальные электрогидравлические операционные столы, предназначенные для проведения всех видов хирургических операций.

Многофункциональные операционные столы ОМ-ДЕЛЬТА оптимально подходят для оснащения современных медицинских центров и специализированных клиник.

Совместимость с дополнительными комплектами приспособлений, выпускаемых предприятием, дает возможность расширить его функциональные возможности, стол может использоваться в ортопедии, травматологии, нейрохирургии, урологии, гинекологии, отоларингологии и офтальмологии.

Управление основными положениями панели столов осуществляются дистанционно при помощи ручного пульта. Программируемые положения панели.

Панели общехирургических столов ОМ-ДЕЛЬТА имеют встроенные подъемные почечные валики, управляемые с пульта. Спинная секция в столах ОМ-ДЕЛЬТА-02 имеет функцию механического излома, управляемого съемной рукояткой.

Встроенные колеса облегчают перемещение стола внутри операционной.

Конструктивные особенности:

- Материал изготовления всех открытых металлических поверхностей стола, включая дополнительные приспособления - нержавеющая сталь
- В столе предусмотрена функция возврата панели в исходное "нулевое" положение с возможностью экстренной остановки
- Головная и ножная секции стола съемные
- Основание стола и колонна защищены кожухом из нержавеющей стали
- Литой защитный чехол механизма регулировки панели
- Индикатор уровня зарядки аккумуляторных батарей на пульте
- Литые съёмные подушки изготовлены по бесшовной технологии из интегрального пенополиуретана с антистатическим эффектом, и инновационной антимикробной обработкой (Ultra Fresh). Подушки крепятся своими отверстиями на штырях панели стола
- Панель стола рентгенопрозрачная
- Возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом
- Возможность ввода кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной секции
- Электрические выдвижные опоры для фиксации стола
- Электрический продольный сдвиг панели

Регулировки:

- Привод подъема панели стола - электрогидравлический
- Привод продольных наклонов панели - электрогидравлический
- Привод боковых наклонов панели - электрогидравлический
- Привод наклона спинной секцией - электрогидравлический
- Привод подъема встроенного почечного валика (ОМ-Дельта 01) - электрогидравлический
- Привод перемещения выдвижных опор - электрогидравлический
- Привод продольного перемещение панели - электромеханический
- Излом спинной секции (ОМ-ДЕЛЬТА-02) - механическая регулировка
- Наклоны головной и ножных секций - газовые пружины

Модификации столов ОМ-Дельта:

- ОМ-Дельта-01
- ОМ-Дельта-02 - спинная секция с функцией излома

Применяется совместно с комплектами КПП:

01	02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13		15	16
17	18				22		
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43					

Операционный стол поставляется с
комплексом приспособлений для общей хирургии КПП-01

Гарантия - 24 месяца.

Высота стола (без подушек) в крайнем нижнем положении, не более	630 мм
Высота стола (без подушек) в крайнем верхнем положении, не менее	1080 мм
Длина панели стола, не менее	2100 мм
Длина стола без головной и ножной секций, не менее	1110 мм
Ширина панели стола, не менее	500 мм
Ширина стола по направляющим, не менее	550 мм
Высота основания стола, не более	190 мм
Длина основания стола, не более	1085 мм
Ширина основания стола, не более	530 мм
Продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург), не менее	-30°/+30°

Боковой наклон панели стола	+20°/-20°
Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее	+ 75°/-45°
Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее	+30°/-35°
Наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее	+30°/-90°
Сдвиг панели стола в продольном направлении, не менее	320 мм
Максимальное выдвижение головной секции, не менее	50 мм
Высота подъема подушек при изломе спинной секции (ОМ-Дельта 02), мм, не менее	105 мм
Безопасная рабочая нагрузка стола, не менее	250 кг
Безопасная рабочая нагрузка с ограничениями функций стола	350 кг
Масса стола (без комплекта съемных приспособлений), не более	290 кг
Высота подъема почечного валика, не менее	120 мм

Стол операционный МЕДИН ОМ-ДЕЛЬТА-ПЛЮС



ОМ-Дельта Плюс - уникальный представитель линейки операционных столов МЕДИН.

Это многофункциональный операционный стол, который отвечает всем строгим требованиям современной хирургии. Он надежен и удобен для пользователей. Сконструирован с учетом потребностей и рекомендаций практикующих хирургов. Имеет расширенный диапазон регулировки высоты панели. Низкое опускание панели оптимально при проведении длительных

операций, требующих низкого позиционирования. Продольный сдвиг до 320 мм обеспечивает отсутствие «мертвых зон» при проведении рентгенографии. Перестановка местами головной и ножной секций в сочетании с продольным сдвигом обеспечивают рентгенопрозрачную консоль 1525 мм. Предусмотрена функция "нулевого" положения панели с возможностью экстренной остановки. Управление всеми функциями стола производится с помощью ручного пульта или дублирующего пульта на колонне. Возможно управление с помощью ножного педального блока управления (опция).

Специально увеличенная ширина панели, повышенная грузоподъемность стола, сохраняющий форму вискоэластичный матрас - все это обеспечивает безопасность и комфорт пациентов.

Операционный стол ОМ-Дельта Плюс выпускается в двух исполнениях:

- ОМ-Дельта-Плюс -01 (каталожный №: 101.603) – с электрогидравлическим приводом.
- ОМ-Дельта-Плюс-02 (каталожный №: 101.602) – с электрогидравлическим приводом и дополнительным механогидравлическим приводом.

Особенности ОМ-Дельта Плюс

Конструктивные особенности

- все открытые металлические поверхности стола, а также дополнительные приспособления изготовлены из нержавеющей стали;
- основание стола и колонна защищены кожухами из нержавеющей стали;
- стол работает от встроенных аккумуляторов;
- отдельные, съемные ножные секции с поворотом и наклоном - управление пневмопружинами;
- головная секция с двумя наклонами - управление с помощью пневмопружин;
- панель стола рентгенопрозрачная;
- возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом;
- возможность ввода кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной секции;
- в сочетании с дополнительными комплектами приспособлений позволяет проводить весь спектр хирургических операций.

Регулировки

ОМ-ДЕЛЬТА-ПЛЮС-01 (каталожный №: 101.603)

- Привод подъема панели стола - электрогидравлический
- Привод продольных наклонов панели - электрогидравлический
- Привод боковых наклонов панели - электрогидравлический
- Привод наклона спинной секцией - электрогидравлический
- Продольное перемещение панели стола - электрогидравлический
- Привод подъема встроенного почечного валика - электрогидравлический
- Привод излома спинной секции - механический
- Установка стола на опоры в рабочее положение- электрогидравлическая

- Регулировка FLEX/REFLEX - электрогидравлическая
- Установка панели в нулевое положение -электрогидравлическая
- Регулировка наклона ножных и головной секций- при помощи пневмопружины

ОМ-ДЕЛЬТА-ПЛЮС-02 (каталожный №: 101.602)

- регулировки те же, что и в ОМ-ДЕЛЬТА-ПЛЮС-01
- дублирующий механогидравлический привод - на основные движения (высота панели, продольные и боковые наклоны, наклоны спинной секции).

Страна изготовления	Беларусь
Производитель	МЕДИН
Вид оборудования	Операционный стол
Тип привода	Электрогидравлический
Максимально допустимая нагрузка, кг	260

Стол общехирургический МЕДИН ОМ-ДЕЛЬТА 01



ОМ-ДЕЛЬТА 01 - универсальный электрогидравлический операционный стол от компании Медин, предназначенный для проведения всех видов хирургических операций.

Многофункциональный операционный стол ОМ-ДЕЛЬТА 01 оптимально подходит для оснащения современных медицинских центров и специализированных клиник. Совместимость со всеми видами дополнительных комплектов приспособлений, выпускаемых предприятием,

дает возможность расширить его функциональные возможности. Перестановка местами головной и ножных секций расширяет рентгенопрозрачную зону.

Управление основными положениями панели стола осуществляется дистанционно при помощи ручного пульта. Для удобства работы стол снабжен функцией автоматического возврата панели в исходное "нулевое" положение с возможностью экстренной остановки. Панель общехирургического стола ОМ-Дельта 01 имеет встроенный подъемный почечный валик, управляемый с пульта. Дополнительно (по индивидуальному заказу) спинная секция снабжается функцией механического излома (опция), управляемого съемной рукояткой. Встроенные колеса облегчают перемещение стола внутри операционной.

Особенности ОМ-ДЕЛЬТА 01

Конструктивные особенности

- материал изготовления всех открытых металлических поверхностей стола, включая дополнительные приспособления - нержавеющая сталь;
- основание стола и колонна защищены кожухом из нержавеющей стали;
- литой защитный чехол механизма регулировки панели;
- электрогидравлическая установка стола в рабочее положение;
- индикация зарядки на пульте;
- съёмные литые антистатические подушки панели стола, изготовленные из вспененного полиуретана с применением антибактериальной технологии;
- раздельные, съёмные ножные секции с поворотом и наклоном при помощи пневмопружин;
- головная секция с двумя наклонами и пневмоприводом;
- панель 6-секционная;
- продольное перемещение панели на 320 мм;
- панель стола рентгенопрозрачная;
- возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом;
- возможность ввода кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной секции;
- возможность использования специальных дополнительных приспособлений.

Регулировки

- Привод подъема панели стола - электрогидравлический
- Привод наклонов панели (продольных) - электрогидравлический
- Привод наклонов панели (боковых) - электрогидравлический
- Привод наклона спинной секцией - электрогидравлический
- Привод подъема встроенного почечного валика для модели ОМ-Дельта 01 - электрогидравлический
- Привод перемещения выдвижных опор - электрогидравлический
- Продольное перемещение панели стола - электромеханическая регулировка
- Излом спинной секции (опция) - механическая регулировка
- Наклоны головной и ножных секций - вручную при помощи пневмопружин

Дополнительные опции

- Механический излом спинной секции, управляемый съемной рукояткой
- Кольцо для головы Ø205 мм
- Подушка полукруглая

Страна изготовления Беларусь

Производитель МЕДИН

Вид оборудования Операционный стол

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	