

Операционные столы ОК-БЕТА

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

ОУК-02-1 (ОК-БЕТА ПЛЮС)



ОУК-02-1 (ОК-БЕТА ПЛЮС) стол операционный универсальный

ОУК-02-1 (ОК-БЕТА ПЛЮС) – универсальный электрогидравлический операционный стол с дополнительным дублирующим гидравлическим приводом.

Данная модель стола отвечает требованиям современной хирургии и является идеальным решением для оснащения операционного зала высокого уровня. Дополнительные комплекты приспособлений, выпускаемые предприятием, позволяют максимально использовать функциональные возможности данного операционного стола.

Продуманное конструкторское решение двойной системы приводов операционного стола ОУК-02-1 (ОК-БЕТА ПЛЮС) обеспечивает высокую надежность и бесперебойную работу операционной бригады в случае экстремальной ситуации (отсутствия электропитания или недостаточной зарядки аккумуляторной батареи).

Низкое положение стола обеспечивает необходимый доступ и комфортные условия для работы операционной бригады во время проведения сложных многочасовых операций, требующих низкого позиционирования пациента.

Управление основными положениями стола, в том числе и продольное перемещение, осуществляется дистанционно при помощи ручного пульта. На колонне установлен дополнительный пульт, дублирующий основные движения.

Конструкция панели операционного стола ОУК-02-1 (ОК-БЕТА ПЛЮС) имеет функцию излома спинной секции в соотношении 1:2.

Конструктивные особенности:

- Материал изготовления всех открытых металлических поверхностей стола, включая дополнительные приспособления - нержавеющая сталь
- Основание стола и колонна защищены кожухом из нержавеющей стали
- Литой защитный чехол механизма регулировки панели
- Литые съёмные подушки изготовлены по бесшовной технологии из интегрального пенополиуретана с антистатическим эффектом, и инновационной антимикробной обработкой (Ultra Fresh)
- Раздельные, съёмные ножные секции с поворотом и приводным наклоном
- Головная секция с двумя наклонами
- Панель стола 6-секционная
- Продольное перемещение панели на 320 мм
- Панель стола рентгенопрозрачная
- Возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом
- Возможность ввода кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной секции
- Возможность использования специальных дополнительных приспособлений
- Наличие встроенных колес облегчает перемещение стола внутри операционной
- Выдвижные опоры для фиксации стола

Регулировки:

- Привод подъема панели стола - электрогидравлический/механогидравлический
- Привод наклонов панели (продольных) - электрогидравлический/механогидравлический
- Привод наклонов панели (боковых) - электрогидравлический/механогидравлический
- Привод наклона спинной секции - электрогидравлический/механогидравлический
- Привод продольного перемещения панели стола - электромеханический

- Привод подъема встроенного почечного валика (опция) - механический
- Излом спинной секции - механический
- Регулировка наклона ножных и головной секций - механическая при помощи газовых пружин

Применяется совместно с комплектами КПП:

01	02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15	16
17	18				22		
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43					

Операционный стол поставляется с [комплектом приспособлений для общей хирургии КПП-01](#)

Дополнительные принадлежности:

- Беспроводной пульт управления
- Пульт управления педальный

Гарантия - 24 месяца.

Высота стола в крайнем нижнем положении (без подушек), не более	630 мм
Высота стола в крайнем верхнем положении (без подушек), не менее	1080 мм
Длина стола, не менее	2100 мм
Длина стола без головной и ножной секций, не менее	1100 мм
Ширина панели стола, не менее	500 мм
Ширина стола по направляющим, не менее	550 мм
Высота основания стола, не более	230 мм

Длина основания стола, не более	1130 мм
Ширина основания стола, не более	530 мм
Глубина ниши основания стола со стороны ножной секции, не менее	20 мм
Продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург), не менее	- 30°/+30°
Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее	+ 75°/-45°
Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее	+30°/-35°
Наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее	+30°/-90°
Боковой наклон панели стола	+20°/-20°
Продольное перемещение панели стола, не менее	320 мм
Максимальное выдвижение головной секции, не менее	50 мм
Подъем подушек при изломе спинной секции, не менее	105 мм
Высота подъема почечного валика (опция), не менее	140 мм
Безопасная рабочая нагрузка стола, не менее	250 кг
Безопасная рабочая нагрузка с ограничениями функций стола	350 кг
Масса стола (без комплекта съемных приспособлений), не более	300 кг
Параметры сети электропитания	~ 230 В, 50 Гц

ОК-БЕТА



ОК-БЕТА стол общехирургический

ОК-БЕТА – электромеханический операционный стол. Наиболее популярная и востребованная модель в линейке операционных столов торговой марки МЕДИН.

ОК-БЕТА – это универсальный, простой в управлении операционный стол. Может использоваться в медицинских центрах, областных, городских больницах, как при проведении операций общей хирургии, так и для специализированных операций с применением дополнительных комплектов приспособлений, выпускаемых предприятием.

Управление основными положениями стола осуществляется при помощи ручного проводного пульта. Наклоны спинной, ножных и головной секций регулируются механически при помощи газовых пружин. Встроенные колеса облегчают перемещение стола внутри операционной (прямые и поворотные).

Использование дополнительных опций, таких как излом спинной секции, продольный сдвиг панели, дает возможность изменять конфигурацию панели стола ОК-БЕТА в соответствии с пожеланиями заказчика и тем самым расширить его функциональные возможности.

Конструктивные особенности:

- Все открытые металлические поверхности стола, а также дополнительные приспособления изготовлены из нержавеющей стали
- Основание стола защищено кожухом из особо прочного композитного материала, колонна защищена кожухом из нержавеющей стали
- Литой защитный чехол механизма регулировки панели
- Возможность работы от встроенных аккумуляторов
- Литые съёмные подушки изготовлены по бесшовной технологии из интегрального пенополиуретана с антистатическим эффектом, и инновационной антимикробной обработкой (Ultra Fresh)
- Панель стола рентгенопрозрачная
- Возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом. Продольное перемещение панели на 320 мм (опция)
- Возможность ввода кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной или ножной секций
- Возможность использования специальных дополнительных комплектов приспособлений
- Съёмные ножные секции, легко регулируются вверх/вниз, двигаются вправо/влево
- Выдвижные опоры для фиксации стола
- Направляющие для приспособлений на всех секциях

Регулировки:

- Привод подъема панели стола - электромеханический
- Привод продольных наклонов панели - электромеханический
- Привод боковых наклонов панели - электромеханический
- Наклон спинной секции - при помощи газовых пружин
- Продольное перемещение панели стола (опция) - механический
- Излом спинной секции (опция) - механический
- Блокировка основания стола - ножной педалью
- Регулировка наклона ножных и головной секций - при помощи газовых пружин

Модификации столов ОК-БЕТА:

- **ОК-БЕТА** - базовая комплектация
- **ОК-БЕТА-01** - спинная секция с функцией излома
- **ОК-БЕТА-02** - сдвиг панели в продольном направлении
- **ОК-БЕТА-03** - спинная секция с функцией излома и продольный сдвиг панели

Применяется совместно с комплектами КПП:

01	02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15	16
17	18			21	22		
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43					

Стол поставляется с **комплект**ом приспособлений для общей хирургии КПП-01

Гарантия - 24 месяца.

Высота стола в крайнем нижнем положении (без подушек), не более	660 мм
Высота стола в крайнем верхнем положении (без подушек), не менее	1080 мм
Длина стола, не менее	2100 мм
Длина стола без головной и ножной секций, не менее	1075 мм
Ширина панели стола по подушкам, не более	500 мм
Ширина стола по направляющим, не более	550 мм
Высота основания стола, не более	140 мм
Длина основания стола, не более	1050 мм
Ширина основания стола, не более	560 мм

Ширина основания стола в районе колонны, не более	435 мм
Продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург), не менее	-30°/+30°
Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее	+75°/-45°
Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее	+30°/-35°
Наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее	+30°/-90°
Боковой наклон панели стола, не менее	+20°/-20°
Максимальное выдвижение головной секции, не менее	50 мм
Высота подъема подушек при изломе спинной секции (для ОК-БЕТА-01, ОК-БЕТА-03), не менее	105 мм
Продольное перемещение панели (для ОК-БЕТА-02, ОК-БЕТА-03), не менее	320 мм
Безопасная рабочая нагрузка стола	220 кг
Безопасная рабочая нагрузка с ограничениями функций стола	270 кг
Параметры сети электропитания	~ 230 В, 50 Гц
Масса стола (без комплекта съемных приспособлений), не более	220 кг

Стол операционный универсальный МЕДИН ОК-БЕТА (ОУК-02)



ОУК-02 (ОК-БЕТА) - электромеханический операционный стол.

Наиболее популярная и востребованная модель в линейке операционных столов торговой марки

МЕДИН.

ОУК-02 (ОК-БЕТА) - это универсальный, простой в управлении операционный стол. Может использоваться в медицинских центрах, областных, городских больницах, как при проведении операций общей хирургии, так и для специализированных операций с применением дополнительных комплектов приспособлений, выпускаемых предприятием.

Управление основными положениями стола осуществляется при помощи ручного проводного пульта. Наклоны спинной, ножных и головной секций регулируются механически при помощи пневмопружины. Встроенные колеса облегчают перемещение стола внутри операционной.

Использование дополнительных опций, таких как излом спинной секции, продольный сдвиг панели, механический почечный валик, дает возможность изменять конфигурацию панели стола ОУК-02 (ОК-БЕТА) в соответствии с пожеланиями заказчика и тем самым расширить его функциональные возможности.

Особенности ОУК-02 (ОК-БЕТА)

Конструктивные особенности

- все открытые металлические поверхности стола, а также дополнительные приспособления изготовлены из нержавеющей стали;
- основание стола защищено кожухом из особо прочного композитного материала, колонна защищена кожухом из нержавеющей стали;
- литой защитный чехол механизма регулировки панели;
- возможность работы от встроенных аккумуляторов;
- съёмные литые антистатические подушки панели стола, изготовленные из вспененного полиуретана с применением антибактериальной технологии ASP;
- панель стола рентгенопрозрачная;
- возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом. Продольное перемещение панели на 320 мм (опция);
- возможность ввода кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной или ножной секций;
- управление головной, спинной и отдельными ножными секциями - встроенные пневмопружины;
- возможность использования специальных дополнительных комплектов приспособлений.

Регулировки

- Привод подъема панели стола - электромеханический
- Привод продольных наклонов панели - электромеханический
- Привод боковых наклонов панели - электромеханический
- Привод наклона спинной секцией - механический при помощи пневмопружины
- Продольное перемещение панели стола (опция) - механически
- Излом спинной секции (опция) - механически
- Блокировка основания стола - ножной педалью

- Привод подъема встроенного почечного валика (опция) – механически
- Регулировка наклона ножных и головной секций – механически при помощи пневмопружины

Дополнительные опции

- Двухсекционная спинная секция с функцией подъема вручную
- Механический подъемный почечный валик
- Продольное перемещение панели стола
- Кольцо для головы Ø205 мм
- Подушка полукруглая

Страна изготовления	Беларусь
Производитель	МЕДИН
Вид оборудования	Операционный стол
Тип привода	Электромеханический
Максимально допустимая нагрузка, кг	220

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	