

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

ОК-ГАММА МОБИЛ



ОК-ГАММА МОБИЛ стол общехирургический

ОК-ГАММА МОБИЛ – удобный и маневренный механогидравлический стол.

Благодаря своей мобильности оптимально подходит для использования как в реанимационных и предоперационных помещениях, так и для проведения несложных хирургических операций и перевязок в поликлиниках, амбулаториях и небольших клиниках. Использование дополнительных комплектов приспособлений расширяет функциональные возможности операционного стола, что позволяет проводить операции и в специальных областях хирургии (гинекологии, отоларингологии, пластической хирургии и других).

Подъем и опускание панели стола ОК-ГАММА МОБИЛ осуществляется при помощи гидродомкрата ножной педалью. Управление ножными, спинной и головной секциями, а также продольными наклонами производится вручную при помощи газовых пружин. Специальная форма основания стола обеспечивает удобный свободный доступ медицинского персонала.

Использование дополнительных опций дает возможность изменять конфигурацию панели

стола ОК-ГАММА МОБИЛ в соответствии с пожеланиями заказчика и тем самым расширить его функциональные возможности.

Конструктивные особенности:

- Основание стола передвижное с колесами Ø150 мм с центральным тормозом
- Все открытые металлические поверхности стола, а также дополнительные приспособления изготовлены из нержавеющей стали
- Основание стола и колонна защищены кожухом из особо прочного композитного материала
- Литые съёмные подушки изготовлены по бесшовной технологии из интегрального пенополиуретана с антистатическим эффектом, и инновационной антимикробной обработкой (Ultra Fresh)
- Панель стола 5-секционная включая разделенную ножную
- Излом спинной секции (ОК-ГАММА МОБИЛ 01) - 105 мм
- Панель стола рентгенопрозрачная
- Возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом
- Возможность ввода кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной секции
- Возможность использования специальных дополнительных комплектов приспособлений
- Головная и ножная секции стола съёмные
- Ножные секции можно установить с различным наклоном или развести в стороны
- С обеих сторон стола находятся направляющие для размещения на них вспомогательных принадлежностей.

Регулировки:

- Привод подъема панели стола - гидравлический при помощи ножной педали
- Продольные наклоны панели - при помощи газовых пружин
- Боковые наклоны панели (ОК-ГАММА МОБИЛ 01, 02) - механический при помощи винтового механизма
- Управление спинной секцией - при помощи газовых пружин
- Излом спинной секции (ОК-ГАММА МОБИЛ 01) - механический
- Блокировка основания стола - ножная педаль

- Управление ножными секциями - при помощи газовых пружин
- Регулировка головной секции - при помощи газовых пружин

Модификации столов ОК-ГАММА МОБИЛ:

- ОК-ГАММА МОБИЛ 03 – с базовой комплектацией
- ОК-ГАММА МОБИЛ 02 – с боковым наклоном панели
- ОК-ГАММА МОБИЛ 01 – с боковым наклоном панели и функцией изломом спинной секции

Применяется совместно с комплектами КПП:

01				05		07	08
	10		12		14	15	16
17	18			21	22		
25	26	27		29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43					

В комплект поставки стола входит [комплект приспособлений для общей хирургии \(КПП-01\)](#)

Гарантия - 24 месяца.

Высота стола (без подушек) в крайнем нижнем положении, не более	770 мм
Высота стола (без подушек) в крайнем верхнем положении, не менее	1050 мм
Длина стола, не менее	2100 мм
Длина стола без головной и ножной секций, не менее	1120 мм
Ширина панели стола, не менее	500 мм
Ширина стола по направляющим, не менее	550 мм
Высота основания стола, не более	225 мм
Длина основания стола, не более	985 мм

Ширина основания стола со стороны ножной секции, не более	560 мм
Ширина основания стола со стороны головной секции, не более	450 мм
Глубина ниши основания стола со стороны ножной секции, не менее	180 мм
Продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург), не менее	-30°/+30°
Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее	+75°/-45°
Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее	+30°/-35°
Наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее	+30°/-90°
Боковой наклон панели стола (ОК-ГАММА МОБИЛ 01, 02), не менее	+20°/-20°
Высота подъема подушек при изломе спинной секции (ОК-ГАММА МОБИЛ 01), не менее	105
Максимальное выдвижение головной секции, не менее	50 мм
Безопасная рабочая нагрузка стола, не менее	160 кг
Безопасная рабочая нагрузка с ограничениями функций стола	250 кг
Масса стола (без комплекта съемных приспособлений), не более	160 кг
Диаметр опорных колес	150 мм

ОК-ГАММА



ОК-ГАММА стол общехирургический

ОК-ГАММА – общехирургический стол с механогидравлической регулировкой

Стол общехирургический ОК-ГАММА - оптимальное решение для несложных хирургических операций. Предназначен для размещения и обеспечения оптимального положения пациента при проведении операций в общей хирургии.

Конструктивные особенности:

- Защитные кожухи колонны, все открытые металлические поверхности стола, а также дополнительные приспособления изготовлены из нержавеющей стали
- Основание стола защищено кожухом из особо прочного композитного материала
- Основание стола на двух регулируемых опорах и двух неповоротных колесах диаметром 50 мм
- Литые съёмные подушки изготовлены по бесшовной технологии из интегрального пенополиуретана с антистатическим эффектом и инновационной антимикробной обработкой (Ultra Fresh)

- Панель стола 5-секционная включая разделенную ножную секцию
- Излом спинной секции (ОК-ГАММА 01) - 105 мм
- Панель стола рентгенопрозрачная
- Возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом
- Возможность ввода кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной секции
- Возможность использования специальных дополнительных комплектов приспособлений

Регулировки:

- Привод подъема панели стола - гидравлический при помощи ножной педали
- Привод продольных наклонов панели - винтовой механизм
- Привод боковых наклонов панели (ОК-ГАММА 01, 03) - винтовой механизм
- Управление спинной секцией - при помощи газовых пружин
- Излом спинной секции (ОК-ГАММА 01) - механический
- Регулировка наклона ножных и головной секций - механические зажимы

Модификации столов ОК-ГАММА:

- **ОК-ГАММА 03** – с функцией бокового наклона панели
- **ОК-ГАММА 02** – с базовой комплектацией
- **ОК-ГАММА 01** – с функцией бокового наклона панели и изломом спинной секции

Применяется совместно с комплектами КПП:

01				05		07	08
	10		12		14	15	16
17	18			21			
25	26	27		29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43					

В комплект поставки стола входит **комплект приспособлений для общей хирургии (КПП-01)**

Гарантия - 24 месяца.

Высота стола (без подушек) в крайнем нижнем положении, не более	760 мм
Высота стола (без подушек) в крайнем верхнем положении	1060±15 мм
Длина панели стола, не менее	1900 мм
Длина стола без головной и ножной секций, не менее	950 мм
Ширина панели стола, не менее	500 мм
Ширина стола по направляющим, не менее	550 мм
Высота основания стола, не более	75 мм
Длина основания стола, не более	915 мм
Ширина основания стола со стороны ножной секции, не более	550 мм
Ширина основания стола со стороны головной секции, не более	325 мм
Глубина ниши основания стола со стороны ножной секции, не менее	95 мм
Продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург), не менее	-30°/+30°
Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее	+75°/-45°
Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее	+45°/-90°
Наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее	+30°/-90°
Боковой наклон панели стола (вправо/влево) (ОК-ГАММА 01,03), не менее	+20°/-20°
Высота подъема подушек при изломе спинной секции (ОК-ГАММА 01), не менее	105 мм
Максимальное выдвижение головной секции, не менее	100 мм
Безопасная рабочая нагрузка стола, не менее	160 кг
Безопасная рабочая нагрузка с ограничениями функций стола	250 кг
Масса стола (без комплекта съемных приспособлений), не более	150 кг
Диаметр колесных опор, не менее	50 мм

Стол общехирургический МЕДИН ОК-ГАММА МОБИЛ 03



ОК-ГАММА МОБИЛ - удобный и маневренный механогидравлический стол от компании Медин.

Благодаря своей мобильности оптимально подходит для использования как в реанимационных и предоперационных помещениях, так и для проведения несложных хирургических операций и перевязок в поликлиниках, амбулаториях и небольших клиниках. Использование дополнительных комплектов приспособлений расширяет функциональные возможности операционного стола, что позволяет проводить операции и в специальных областях хирургии (гинекологии, отоларингологии, пластической хирургии и других).

Подъем и опускание панели стола ОК-ГАММА МОБИЛ осуществляется при помощи гидродомкрата ножной педалью. Управление ножными, спинной и головной секцией, а также продольными наклонами производится вручную при помощи встроенных пневмопружины. Специальная форма основания стола обеспечивает удобный свободный доступ медицинского персонала.

Использование дополнительных опций дает возможность изменять конфигурацию панели стола ОК-ГАММА МОБИЛ в соответствии с пожеланиями заказчика и тем самым расширить его функциональные возможности.

Особенности ОК-ГАММА МОБИЛ 03

Конструктивные особенности

- все открытые металлические поверхности стола, а также дополнительные приспособления изготовлены из нержавеющей стали;
- основание стола и колонна защищены кожухом из особо прочного композитного материала;
- подвижное шасси с колесами Ø150мм с центральным тормозом;
- съёмные литые антистатические подушки панели стола, изготовленные из вспененного полиуретана с применением антибактериальной технологии ASP;
- панель стола 5-секционная включая разделенную ножную;
- излом спинной секции (опция) - 105 мм;
- панель стола рентгенопрозрачная;
- возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом;
- возможность ввода кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной секции;
- управление головной и раздельными ножными секциями - встроенные пневмопружины;
- возможность использования специальных дополнительных комплектов приспособлений.

Регулировки

- Привод подъема панели стола - гидравлический при помощи ножной педали
- Привод продольных наклонов панели - при помощи пневмопружины
- Привод боковых наклонов панели (опция) - механический при помощи пневмопружины
- Управление спинной секцией - при помощи пневмопружины
- Излом спинной секции секции (опция) - механически
- Блокировка основания стола - ножная педаль
- Регулировка наклона ножных и головной секций - при помощи пневмопружины
- Механический встроенный почечный валик (опция)

Дополнительные опции

- Двухсекционная спинная секция с функцией подъема вручную
- Механический подъемный почечный валик
- Механизм бокового наклона
- Кольцо для головы Ø205 мм
- Подушка полукруглая

Страна изготовления Беларусь

Производитель МЕДИН

Вид оборудования Операционный стол

Тип привода Механогидравлический

Максимально допустимая нагрузка, кг 160

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	