

Модульные системы медицинские СФИД

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Шкаф медицинский высокий для хранения медикаментов (с полками)



Шкаф медицинский высокий для хранения медикаментов (с полками)

Габаритные размеры шкафа, не менее

- глубина, мм	600
- ширина, мм	600
- высота, мм	2100

Допустимая нагрузка на элементы изделия, кг, не более

- нижнюю полку	40
- среднюю полку	30
- промежуточные полки	15

Количество съемных полок, шт, не менее	4
--	---

Масса, кг, не более	110
---------------------	-----

Шкаф медицинский высокий для хранения медикаментов (с полками)



Шкаф медицинский высокий для хранения медикаментов (с полками)

Габаритные размеры шкафа, не менее

- глубина, мм	600
- ширина, мм	900
- высота, мм	2100

Допустимая нагрузка на элементы изделия, кг, не более

- нижнюю полку	40
- среднюю полку	30
- промежуточные полки	15

Количество съемных полок, шт, не менее	4
--	---

Масса, кг, не более	150
---------------------	-----

Шкаф медицинский высокий для хранения медикаментов (с выдвижными секциями)



Шкаф медицинский высокий для хранения медикаментов (с выдвижными секциями)

Габаритные размеры шкафа, не менее

- глубина, мм	600
- ширина, мм	600
- высота, мм	2100

Допустимая нагрузка на элементы изделия, кг, не более

- выдвижной ящик	15
- среднюю полку	30
- промежуточные полки	15

Количество съемных полок, шт, не менее	3
--	---

Количество выдвижных ящиков, шт.	2
----------------------------------	---

Масса, кг, не более	150
---------------------	-----

Шкаф медицинский высокий для хранения катетеров



Шкаф медицинский высокий для хранения катетеров

Габаритные размеры шкафа, не менее

- глубина, мм **600**

- ширина, мм **600**

- высота, мм **2100**

Допустимая нагрузка на каждую выдвижную секцию, кг, не более **10**

Масса, кг, не более **110**

Шкаф медицинский высокий для хранения медикаментов (для установки встроенного холодильника и сейфа)



Шкаф медицинский высокий для хранения медикаментов (для установки встроенного холодильника и сейфа)

Габаритные размеры шкафа, не менее

- глубина, мм	600
- ширина, мм	600
- высота, мм	2100

Допустимая нагрузка на элементы изделия, кг, не более

- нижнюю полку	40
- среднюю полку	65
- промежуточные полки	15
- выдвижную полку	5

Масса, кг, не более	155
---------------------	-----

Количество съемных полок, шт, не менее	1
--	---

Шкаф медицинский высокий для хранения медикаментов (с полками и антресольным шкафом)



Шкаф медицинский высокий для хранения медикаментов (с полками и антресольным шкафом)

Габаритные размеры шкафа, не менее

- глубина, мм	600
- ширина, мм	900
- высота, мм	2700

Допустимая нагрузка на элементы изделия, кг, не более

- нижнюю полку	40
- среднюю полку	30
- промежуточные полки	15

Количество съемных полок, шт, не менее	5
--	---

Масса, кг, не более	190
---------------------	-----

Шкаф медицинский высокий для хранения медикаментов



Шкаф медицинский высокий для хранения медикаментов

Габаритные размеры шкафа, не менее	
- глубина, мм	600
- ширина, мм	600
- высота, мм	2100
Допустимая нагрузка на лоток, кг, не более	5
Количество съемных лотков, не менее	20
Масса, кг, не более	130

Шкаф медицинский высокий для хранения эндоскопов



Шкаф медицинский высокий для хранения эндоскопов

Габаритные размеры шкафа, не менее

- глубина, мм **600**

- ширина, мм **600**

- высота, мм **2100**

Допустимая нагрузка на каждую выдвижную секцию, кг, не более **40**

Масса, кг, не более **130**

Напряжение питающей сети **220В, 50Гц**

Шкаф медицинский нижний с полками для хранения инструментов и перевязочного материала



Шкаф медицинский нижний с полками для хранения инструментов и перевязочного материала

Габаритные размеры шкафа, не менее

- глубина, мм	600
- ширина, мм	600
- высота, мм	850

Допустимая нагрузка на элементы изделия, кг, не более

- нижнюю полку	40
- среднюю полку	30

Масса, кг, не более	85
---------------------	----

Шкаф медицинский нижний с полками для хранения инструментов и перевязочного материала



Шкаф медицинский нижний с полками для хранения инструментов и перевязочного материала

Габаритные размеры шкафа, не менее

- глубина, мм	600
- ширина, мм	900
- высота, мм	850

Допустимая нагрузка на элементы изделия, кг, не более

- нижнюю полку	40
- среднюю полку	30

Масса, кг, не более	90
---------------------	----

Шкаф медицинский нижний для медикаментов (с ящиками)



Шкаф медицинский нижний для медикаментов (с ящиками)

Габаритные размеры шкафа, не менее

- глубина, мм 600

- ширина, мм 600

- высота, мм 850

Допустимая нагрузка на каждый выдвижной ящик, кг, не более 5

Количество выдвижных ящиков, шт 4

Масса, кг, не более 85

Шкаф медицинский нижний для медикаментов (с ящиками)



Шкаф медицинский нижний для медикаментов (с ящиками)

Габаритные размеры шкафа, не менее	
- глубина, мм	600
- ширина, мм	900
- высота, мм	850
Допустимая нагрузка на каждый выдвижной ящик, кг, не более	5
Количество выдвижных ящиков, шт	4
Масса, кг, не более	90

Шкаф медицинский нижний (с мойкой)



Шкаф медицинский нижний (с мойкой)

Габаритные размеры шкафа, не менее

- глубина, мм **600**

- ширина, мм **600**

- высота, мм **850**

Допустимая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более **40**

Масса, кг, не более **50**

Больничной слив



Больничной слив

Габаритные размеры шкафа, не менее

- глубина, мм	600
- ширина, мм	600
- высота с установленным больничным сливом, мм	850

Габаритные размеры слива, не менее

- глубина, мм	600
- ширина, мм	600

Допустимая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более	40
---	----

Масса, кг, не более	60
---------------------	----

Шкаф медицинский нижний для хранения медикаментов низкий для установки встроенного холодильника (холодильник не поставляется)



Шкаф медицинский нижний для хранения медикаментов низкий для установки встроенного холодильника (холодильник не поставляется)

Габаритные размеры шкафа, не менее

- глубина, мм	600
- ширина, мм	600
- высота, мм	850
Масса, кг, не более	20

Шкаф медицинский нижний для медицинских отходов (с выдвижной секцией)



Шкаф медицинский нижний для медицинских отходов (с выдвижной секцией)

Габаритные размеры шкафа, не менее

- глубина, мм	600
- ширина, мм	300
- высота, мм	850

Допустимая нагрузка на выдвижной ящик, кг, не более	15
---	----

Масса, кг, не более	65
---------------------	----

Шкаф медицинский нижний для медицинских отходов (с выдвижной секцией)



Шкаф медицинский нижний для медицинских отходов (с выдвижной секцией)

Габаритные размеры шкафа, не менее

- глубина, мм	600
- ширина, мм	600
- высота, мм	850

Допустимая нагрузка на выдвижной ящик, кг, не более	15
---	----

Допустимая нагрузка на секцию, кг, не более	30
---	----

Масса, кг, не более	70
---------------------	----

Шкаф медицинский нижний для медицинских отходов (с 2 выдвижными секциями)



Шкаф медицинский нижний для медицинских отходов (с 2 выдвижными секциями)

Габаритные размеры шкафа, не менее

- глубина, мм	600
- ширина, мм	600
- высота, мм	850

Допустимая нагрузка на выдвижной ящик, кг, не более	15
---	----

Масса, кг, не более	70
---------------------	----

Шкаф медицинский нижний (с мойкой)



Шкаф медицинский нижний (с мойкой)

Габаритные размеры шкафа, не менее

- глубина, мм **600**

- ширина, мм **1200**

- высота, мм **850**

Допустимая нагрузка на нижнюю полку, кг, не более **40**

Масса, кг, не более **90**

Шкаф медицинский нижний (с гипсоотстойником)



Шкаф медицинский нижний (с гипсоотстойником)

Габаритные размеры шкафа, не менее

- глубина, мм	600
- ширина, мм	1200
- высота, мм	850

Допустимая нагрузка на элементы изделия, кг, не более

- нижнюю полку	40
- среднюю	30

Масса, кг, не более	80
---------------------	----

Шкаф медицинский настенный для перевязочного материала (с полками)



Шкаф медицинский настенный для перевязочного материала (с полками)

Габаритные размеры шкафа, не менее

- глубина, мм	340
---------------	-----

- ширина, мм	600
--------------	-----

- высота, мм	600
--------------	-----

Допустимая нагрузка на полку, кг, не более	15
--	----

Количество съемных полок не более, шт	1
---------------------------------------	---

Масса, кг, не более	60
---------------------	----

Шкаф медицинский настенный для перевязочного материала (с полками)



Шкаф медицинский настенный для перевязочного материала (с полками)

Габаритные размеры шкафа, не менее

- глубина, мм	340
---------------	-----

- ширина, мм	900
--------------	-----

- высота, мм	600
--------------	-----

Допустимая нагрузка на полку, кг, не более	15
--	----

Количество съемных полок не более, шт	1
---------------------------------------	---

Масса, кг, не более	70
---------------------	----

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93