

Тележки медицинские реанимационные МЕДИН-ЭЛПИС

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

МЕДИН-ЭЛПИС



МЕДИН-ЭЛПИС тележка медицинская реанимационная

Тележка медицинская реанимационная Медин-Элпис – удобная, маневренная тележка современной конструкции и дизайна, которая идеально подходит для отделений интенсивной терапии различных медицинских учреждений.

Плавная регулировка положения тележки, наличие мягкого матраса, надежные боковые ограждения создают максимально комфортные условия для пациента.

Наличие ручек для удобства перемещения в торцевых частях тележки, складывающиеся боковые ограждения, большие колеса (Ø200мм) с функцией фиксации выбранного направления, планки для крепления съемных приспособлений, а также возможность управления приводами трансформирования панели с двух сторон тележки обеспечивают удобство для работы персонала.

Расширение функциональных возможностей тележки реанимационной Медин-Элпис достигается за счет использования дополнительных приспособлений (по дополнительному заказу).

Конструктивные особенности:

- Основание тележки закрыто защитным кожухом из ABS-пластика
- Рама панели и боковые ограждения выполнены из углеродистой стали, окрашенной экологически чистыми полимерными красками
- Тележка оснащена четырьмя колесами Ø 200 мм с прецизионными подшипниками, одно из которых имеет встроенную функцию фиксации выбранного направления
- Блокировка колес обеспечивается центральным тормозом, управление которым осуществляется любой из четырех педалей, расположенных возле колес
- Слева и справа на тележке установлены боковые ограждения, которые могут складываться и опускаться ниже уровня матраса
- Съёмный матрас изготовлен из антистатического материала с вискоэластичным наполнителем
- Тележка рентгенопрозрачная, панель имеет туннель для введения рентгеновских кассет
- Наружные поверхности тележки устойчивы к любым не хлорсодержащим дезинфектантам на альдегидной основе, удобны для проведения санитарной обработки

Регулировки

- Педальный гидропривод регулировки высоты и продольных наклонов (Тренделенбург/анти-Тренделебург)
- Регулировка спинной и ножной секций - при помощи газовых пружин

Модификации тележки Медин–Элпис:

- **Медин–Элпис** - двухсекционное ложе с регулировкой спинной секции
- **Медин–Элпис 01** - четырехсекционное ложе с возможностью излома в коленной зоне

Комплект поставки:

- Штатив для длительных вливаний
- Столик многоцелевой
- Нержавеющие планки сечением 10x25 мм для размещения приспособлений и оборудования (в головной и ножной частях панели) - 2 шт.
- Держатель кислородного баллона

Дополнительные принадлежности:

- Держатель перекладчика пациента
- Перекладчик пациента складной
- Держатель рентгеновской кассеты
- Ремень для фиксации туловища
- Столик для инъекций
- Планка боковая
- Корзина сетчатая
- Подголовник
- Механизм фиксации направления движения

Гарантия - 24 месяца.

Высота панели (по матрасу) в крайнем нижнем положении	700 мм
Высота панели (по матрасу) в крайнем верхнем положении	1030 мм
Минимальная высота (с поднятыми боковыми ограждениями), не более	910 мм
Максимальная высота (с поднятыми боковыми ограждениями), не менее	1240 мм
Длина тележки по бамперам, не более	2145 мм
Длина тележки (без учета бамперов), не более	2110 мм
Ширина тележки по бамперам, не более	785 мм
Ширина тележки (без учета бамперов), не более	760 мм
Длина матраса, не менее	1950 мм
Ширина матраса, не менее	640 мм
Высота матраса, не менее	80 мм
Длина спинки	730 мм
Угол подъема спинки	0°...70°
Продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург), не менее	- 15°/+ 15°
Высота подъема коленного излома панели, не менее	200 мм

Ширина зоны для рентгеновской кассеты	420 мм
Безопасная рабочая нагрузка, не менее	170 кг
Клиренс (дорожный просвет)	90 мм
Масса тележки (без комплекта съемных приспособлений)	125 кг

МЕДИН-ЭЛПИС-02



МЕДИН-ЭЛПИС-02 тележка медицинская реанимационная

Тележка медицинская реанимационная Медиен-Элпис-02 предназначена для перевозки пациентов в реанимационных отделениях, амбулаториях и отделениях интенсивной терапии лечебных учреждений.

Конструктивные особенности:

- Рама панели и боковые ограждения выполнены из углеродистой стали, окрашенной экологически чистыми полимерными красками
- Тележка оснащена четырьмя колесами Ø 200 мм с прецизионными подшипниками, два из которых имеют встроенную функцию фиксации выбранного направления
- Колеса имеют бесшумное полиуретановое покрытие, не оставляющее следов на полу
- Блокировка колес обеспечивается центральным тормозом, управление которым осуществляется любой из четырех педалей, расположенных возле колес
- Слева и справа на тележке установлены боковые ограждения, которые могут

складываться и опускаться ниже верхней плоскости матраса

- Легкая фиксация боковых ограждений в крайних положениях
- Матрас рентгенопрозрачный, материал чехла имеет полиуретановое покрытие
- По углам панели расположены бамперы диаметром 120 мм, по длине - отбойники для предотвращения ударов о стены и углы проемов при перемещении тележки
- Управление доступно с обеих сторон тележки
- Штатив для длительных вливаний складной располагается в головной части тележки

Регулировки

- Педальный гидропривод регулировки высоты
- Продольные наклоны панели на газовых пружинах
- Регулировка спинной и ножной секций - при помощи газовых пружин

Комплект поставки:

- Штатив для длительных вливаний складной
- Держатель кислородного баллона

Дополнительные принадлежности:

- Держатель перекладчика пациента
- Перекладчик пациента складной
- Держатель рентгеновской кассеты
- Ремень для фиксации туловища
- Столик многоцелевой
- Подголовник
- Механизм фиксации направления движения

Высота панели (по матрасу) в крайнем нижнем положении	700 мм
Высота панели (по матрасу) в крайнем верхнем положении	1030 мм
Минимальная высота по поднятым ограждениям, не более	910 мм

Максимальная высота по поднятым боковым ограждениям, не менее	1240 мм
Длина тележки по бамперам, не более	2150 мм
Длина тележки (без учета бамперов), не более	2065 мм
Ширина тележки по бамперам, не более	780 мм
Ширина тележки (без учета бамперов), не более	750 мм
Длина матраса, не менее	1950 мм
Ширина матраса, не менее	640 мм
Высота матраса, не менее	80 мм
Длина спинки, не менее	730 мм
Угол подъёма спинки	0°...70°
Угол подъёма ножной секции	0°...25°
Продольный наклон панели (Тренделенбург/анти-Тренделенбург), не менее	- 15°/+ 15°
Ширина зоны для рентгеновской кассеты, не менее	400 мм
Безопасная рабочая нагрузка, не менее	170 кг
Клиренс (дорожный просвет), не менее	100 мм
Масса тележки (без комплекта съёмных приспособлений), не более	100 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	