

Подставки и тележки медицинские ПТ, ПСК, ПМ, ПИМ, ТП Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

ПТ-1



ПТ-1 подставка медицинская для тазов

Подставка медицинская ПТ-1 с одним тазом объемом 9л. Имеет устойчивое 5-ти лучевое основание, снабженное обрезиненными поворотными колесными опорами Ø 50 мм, которые обеспечивают удобство перемещения подставки в пределах помещения.

Конструктивные особенности:

- все металлические части подставки и таз изготовлены из нержавеющей стали;
- поверхности матовые;
- наружные поверхности устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки.

Гарантия 24 месяца

Высота, не более	850 мм
Диаметр таза	360 мм
Объем таза	9 л
Масса подставки, не более	7 кг

ПТ-2



ПТ-2 подставка медицинская для тазов

Подставка медицинская ПТ-2 укомплектована двумя тазами, объем каждого таза - 6,5л. Подставка имеет устойчивое 5-ти лучевое основание, снабженное обрезиненными поворотными колесными опорами Ø 50 мм, которые обеспечивают удобство перемещения подставки в пределах помещения.

Конструктивные особенности:

- все металлические части подставки и тазы изготовлены из нержавеющей стали;
- наружные поверхности устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки.

Гарантия 24 месяца

Диаметр основания, не менее	500 мм
Высота, не более	850 мм

Диаметр таза	330 мм
Объем одного таза	6,5 л
Масса подставки, не более	8 л

ПСК-1



ПСК-1 подставка для стерилизационных коробок

Подставка ПСК-1 обеспечивает надежную установку всех распространенных типоразмеров стерилизационных коробок. Высота открывания крышки регулируется механически с помощью ножного педального привода, обеспечивая стерильность содержимого стерилизационных коробок. Подставка имеет пятилучевое основание, обеспечивающее устойчивость подставки под нагрузкой в момент приведения в действие ножного педального привода.

Конструктивные особенности:

- все металлические части подставки изготовлены из нержавеющей стали;
- поверхности матовые;
- наружные поверхности устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантам на альдегидной основе, удобны для проведения санитарной обработки.

Гарантия 24 месяца

Габаритные размеры подставки, не более:

- длина	580 мм
---------	---------------

- ширина	520 мм
----------	---------------

- высота	1140 мм
----------	----------------

Высота поверхности для установки коробки стерилизационной над полом	750 мм
--	---------------

Общая допустимая нагрузка на стол подставки, не менее	20 кг
--	--------------

Масса подставок, не более	7 кг
---------------------------	-------------

ПМ-1



ПМ-1 подставка для мусора

Подставка для мусора ПМ-1 предназначена для сбора различных отходов и мусора в помещениях медицинских учреждений. Металлическая складная конструкция позволяет легко крепить на ней одноразовый пакет для сбора мусора. Для удобства транспортировки подставка установлена на обрезиненные поворотные колесные опоры Ø 50 мм.

Конструктивные особенности:

- все металлические части подставки изготовлены из нержавеющей стали;
- наружные поверхности устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки.

Гарантия 24 месяца

Габаритные размеры, не более

- длина

420 мм

- ширина	440 мм
- высота	800 мм
Общая допустимая нагрузка, не более	15 кг
Масса, не более	5,5 кг

ПИМ-1



ПИМ-1 емкость для использованного материала

Емкость ПИМ-1 предназначена для размещения использованного материала и отходов в медицинских учреждений. Состоит из подставки и ведра с крышкой. Ведро надежно зафиксировано в кольце подставки. Для удобства транспортировки подставка имеет ручку и установлена на обрезиненные поворотные колесные опоры Ø 50 мм.

Конструктивные особенности:

- все металлические части и емкость изготовлены из нержавеющей стали;
- поверхности матовые;
- наружные поверхности устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантами, удобны для проведения санитарной обработки.

Гарантия 24 месяца

Диаметр основания

440 мм

Высота	850 мм (с ручкой)
Вместимость емкости, не менее	15 л
Общая допустимая нагрузка, не более	15 кг
Масса, не более	5 кг

ТП-Б



ТП-Б тележка для перевозки белья

Тележка **ТП-Б** предназначена для сбора и перевозки белья в медицинских учреждениях.

В прочный каркас из нержавеющей стали установлен съемный мягкий контейнер с открывающимся откидным клапаном. Изготовлен контейнер из влагонепроницаемого материала. Для удобства перемещения тележка снабжена боковой ручкой. Обрезиненные поворотные колеса Ø 150 мм, два из которых с тормозом, делают тележку легкой и маневренной при перемещении. Над колесными опорами установлены противоударные бамперы.

Конструктивные особенности:

- все металлические части тележки изготовлены из нержавеющей стали;
- наружные поверхности устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки.

Гарантия 24 месяца

Габаритные размеры, не более:	
- длина	1000 мм
- ширина	600 мм
- высота	1000 мм
Грузоподъемность, не менее	80 кг
Масса, не более	25 кг

ТП-СК1



ТП-СК1 тележка для перевозки стерилизационных коробок

Тележка **ТП-СК1** предназначена для перевозки стерилизационных коробок в лечебных учреждениях.

Тележка изготовлена из нержавеющей стали и представляет собой каркас и две полки. Полки с ограждениями с четырех сторон предохраняют коробки от случайного падения. Для удобства перемещения тележка снабжена обрешиненными поворотными колесами Ø 150 мм, два из которых с тормозом, и боковой ручкой.

Конструктивные особенности:

- все металлические части тележки изготовлены из нержавеющей стали;
- над колесными опорами установлены противоударные бамперы;
- наружные поверхности устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантам на альдегидной основе, удобны для проведения санитарной обработки.

Гарантия 24 месяца

Габаритные размеры, не более:	
- длина	1203 мм
- ширина	725 мм
- высота	1015 мм
Грузоподъемность, не менее	80 кг
Количество полок	2 шт
Распределенная допустимая нагрузка на каждую полку, не более	40 кг
Масса, не более	32 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93